

Gefeliciteerd met het kiezen van de Optelec Traveller HD standaard!

Deze handleiding helpt u om vertrouwd te raken met de functionaliteiten en de werking van de Traveller HD standaard. Lees deze handleiding grondig voordat u de Traveller HD standaard gaat gebruiken.



Wat zit er in de doos?

De verpakking van de Traveller HD standaard bevat het volgende:

- Traveller HD standaard
- Deze handleiding

De Traveller HD standaard gebruiken

Zet de standaard op een plat oppervlak met de openingen aan de zijkant. Plaats de gesloten Traveller HD in de standaard. De Traveller HD glijdt op haar plaats. Door de openingen aan de zijkanten van de standaard ziet u de blauwe ontgrendel knoppen van de Traveller HD. Duw de ontgrendel knoppen in om de Traveller HD te openen en til het scherm op totdat het scherm vergrendelt in de hoogste stand. Plaats het document wat u wilt lezen onder de standaard. Schuif het scherm van de Traveller HD heen en weer om over het document te navigeren. Als u wilt stoppen met lezen, schuift u het scherm van de Traveller HD naar het midden. Duw de ontgrendel knoppen in en laat het scherm zakken totdat het in de gesloten stand staat. U kunt de Traveller HD nu van de standaard af halen.

Technische Informatie

Deze standaard is ontworpen om boeken tot 50 mm dik te lezen.

- Afmetingen : 386 x 128 x 154 mm (B x H x D)
- Gewicht : 500 g
- Materiaal : plastic



Veiligheids Informatie

Optelec is niet verantwoordelijk voor gebruik van de Traveller HD standaard anders dan beschreven in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

- Plaats de Traveller HD voorzichtig in de standaard om uw vingers te beschermen.
- Gebruik alleen een zacht schoonmaakdoekje om de standaard schoon te maken.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Zet de standaard niet op een instabiel of oneven oppervlak.
- Gebruik en zet de standaard niet in een vochtige of hete omgeving.
- Gebruik en zet de standaard niet in een omgeving van minder dan 0° of meer dan 40°.
- Stel de standaard niet bloot aan hitte of direct zonlicht.
- Gebruik de standaard niet in het water.
- Vermijd contact met bijtende vloeistoffen.
- Vermijd schokken en gooien en laat de standaard niet vallen.

Geen onderhoud nodig. Risico's en bijwerkingen: Geen bekend

Dit product voldoet aan de eisen van de desbetreffende richtlijnen wanneer dit product wordt gebruikt zoals bedoeld. De conformiteit geldt uitsluitend voor de door Optelec geleverde componenten.

Dit product draagt de volgende kenmerken:



Als dit product een defect vertoont, neem dan contact op met het dichtst bijzijnde Optelec Kantoor, uw Optelec distributeur of het Optelec hoofdkantoor

Contact Informatie

Optelec Europe, Breslau 4, 2993 LT Barendrecht, The Netherlands

T: +31 (0)88 6783 444, www.optelec.com

Optelec U.S., 11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716, U.S.A.

T: +1 (800) 444-4443, www.optelec.com

Optelec GmbH, Fritzlarer Strasse 25, 34613 Schwalmstadt, Germany

T: +49 (0)6691 96170, www.optelec.de

Optelec UK, Unit H1, Penfold Trading Estate, Imperial Way, Watford,

WD24 4YY, United Kingdom, T: +44 (1923) 23 13 13, www.optelec.co.uk

Optelec Nederland BV, Breslau 4, 2993 LT Barendrecht, The Netherlands

T: +31 (0)88 6783 555, www.optelec.nl

Optelec NV, Baron Ruzettelaan 29, 8310 Bruges, Belgium

T: +32 (0)50 35 7555, www.optelec.be

Optelec Canada, 1832, Boulevard Marie-Victorin, Longueuil, QC J4G

1Y9, Canada, T: +1 (0)450 677-1171, www.optelec.ca